

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lgi1 Para Wb Y Elisa - O95970

Número de artículo: CM0003521



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LGI1 para Western blot (WB) y ELISA, dirigido contra la LGI1 humana (O95970) con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia sobre transmisión sináptica y mecanismos de la epilepsia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LGI1 Rabbit mAb
Notas/Alias	EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9211
GeneID	9211
Inmunógeno	Péptido sintético (Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de la LGI1 humana (O95970))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O95970
Peso de la Proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo