

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lgr4 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Bxb1

Número de artículo: CM0014533



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-LGR4 validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con LGR4 humano, ratón y rata, un receptor de señalización Wnt crucial para el desarrollo de órganos, el mantenimiento de células madre y la remodelación ósea. Ideal para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LGR4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DPSL; GPR48; BNMD17; LGR4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55366
ID de Gen	55366
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-540 del LGR4 humano (NP_060960.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXB1
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo