


Anticuerpo Policlonal Anti-Lgr5 Para Wb, Fc, Elisa - 075473

Número de artículo: CM0021326



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LGR5 humano (GPR49, marcador de células madre). Validado para WB, FC, ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación de células madre intestinales y del folículo piloso. Enviado en hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	LGR5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8549
GeneID	8549
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 480-580 de LGR5 humano (NP_003658.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	075473
Peso Proteico	99998 Da
Envío	Bolsa de hielo