

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lgr5/Gpr49 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75473

Número de artículo: CM0016023



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LGR5/GPR49 humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Para estudios de células madre y de la vía Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LGR5/GPR49 pAb de conejo
Observaciones/alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
Especie	Humano
GeneID (humano)	8549
GeneID	8549
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 824-907 de LGR5/GPR49 humano (NP_003658.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	O75473
Peso de la proteína	100 kDa
Envío	Bolsa de hielo