

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lgr6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hbx8

Número de artículo: CM0009575

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LGR6 validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta LGR6 humano y de rata, un receptor para R-spondins que potencia la señalización Wnt y marca las células madre epidérmicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LGR6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GPCR; VTS20631; LGR6
Especie	Humano
GenelD (Humano)	59352
GenelD	59352
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 801-900 del LGR6 humano (Q9HBX8).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9HBX8
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo