

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lgr6 Para Wb Y Elisa - Q9Hbx8

Número de artículo: CM0029728

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra LGR6 humana, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con LGR6 de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de células madre y vía de señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LGR6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPCR; VTS20631; LGR6
Especie	Humano
GenelD	59352
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-510 de LGR6 humana (NP_001017403.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HBX8
Peso molecular	104kDa
Envío	Bolsa de hielo