

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lh(Cga/Lhb) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01215 / P01229

Número de artículo: CM0006671



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la LH humana (CGA/LHB), adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Diseñado para investigadores de IVD que desarrollan ensayos de hormonas reproductivas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LH(CGA/LHB) Rabbit mAb
Notas/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHA; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; LH(CGA/LHB)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1081/3972
GeneID	1081/3972
Inmunógeno	Proteínas recombinantes que comprenden los aminoácidos 25-116 de CGA y LHB humanos
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01215/P01229
Peso de la proteína	13KDa/15KDa
Envío	Bolsa de hielo