

Anticuerpo Policlonal Anti-Lhcgr Para Wb, If-P, Elisa - P22888

Número de artículo: CM0020050



Introducción

pAb de conejo anti-LHCGR para WB, IF-P, ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios del receptor de la hormona luteinizante-coriogonadotrópica en biología reproductiva y función tiroidea. SWISS: P22888.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-LHCGR
Observaciones/Alias	LHCGR; HHG; LCGR; LGR2; LH/CG-R; LH/CGR; LHR; LHRHR; LSH-R; ULG5; receptor de la hormona luteinizante-coriogonadotrópica
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3973
ID de Gen	3973
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P22888
Peso Proteico	71kDa/78kDa
Envío	Bolsa de hielo