

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lhcgr Para Wb, If-P, Elisa - P22888

Número de artículo: CM0026186



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo LHCGR validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con LHCGR humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización de gonadotropinas y la endocrinología reproductiva. Inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo LHCGR
Observaciones/Alias	HHG; LHR; LCGR; LGR2; ULG5; LHRHR; LSH-R; LH/CGR; LH/CG-R; LHCGR
Especies	Humano
GeneID (Humano)	3973
GeneID	3973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-360 del LHCGR humano (NP_000224.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22888
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo