

Anticuerpo Policlonal Anti-Lhpp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H008

Número de artículo: CM0014557



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LHPP humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. LHPP es una fosfohistidina/fosfolisina fosfatasa implicada en el metabolismo. Adecuado para estudios de cáncer y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LHPP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HDHD2B; LHPP
Especie	Humano
GeneID	64077
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de LHPP humano (NP_071409.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H008
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo