

Anticuerpo Policlonal Anti-Lhx1 Para Wb Y Elisa - P48742

Número de artículo: CM0022374

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LHX1 adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reconoce el LHX1 humano con reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la regulación de la transcripción y el desarrollo del mesodermo. UniProt P48742.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LHX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	LIM1; LIM-1; LHX1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3975
GeneID	3975
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre el aminoácido 300 y el extremo C-terminal del LHX1 humano (NP_005559.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P48742
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo