

Anticuerpo Policlonal Anti-Lhx1 Para Wb, Elisa - P48742

Número de artículo: CM0021512

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a LHX1 (LIM1) humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en biología del desarrollo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LHX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LIM1; LIM-1; LHX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3975
GeneID	3975
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-180 de LHX1 humano (NP_005559.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48742
Peso Molecular	45kDa
Envío	Bolsa de hielo