

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lhx3 Para Wb, Elisa - Q9Ubr4

Número de artículo: CM0003493

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LHX3 validado para WB y ELISA. Detecta LHX3 humano, de ratón y rata, un factor de transcripción clave para el desarrollo pituitario y neuronal. PM 43kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LHX3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LIM3; CPHD3; M2-LHX3; LHX3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8022
GeneID	8022
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de LHX3 humano (Q9UBR4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBR4
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo