

## Anticuerpo Policlonal Anti-Lhx4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q969G2

Número de artículo: CM0029512



### Introducción

LHX4 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige a la proteína LIM/homeobox Lhx4, un factor de transcripción implicado en el desarrollo pulmonar.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | LHX4 Conejo pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias           | CPHD4; LHX4                                                                                                                       |
| Especie                       | Humano                                                                                                                            |
| ID del Gen (Humano)           | 89884                                                                                                                             |
| ID del Gen                    | 89884                                                                                                                             |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 121-390 de LHX4 humano (NP_203129.1) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS                         | Q969G2                                                                                                                            |
| Peso Molecular de la Proteína | 43kDa                                                                                                                             |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                    |