

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lhx5 Para Wb Y Elisa - Q9H2C1

Número de artículo: CM0019736

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LHX5 para WB y ELISA, con reactividad frente a humano, ratón y rata. Dirigido contra la proteína LIM/homeobox Lhx5 (44 kDa, Q9H2C1), un regulador de la diferenciación neuronal. Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LHX5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	LHX5
Especie	Humano
GeneID (humano)	64211
GeneID	64211
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-180 de LHX5 humano (NP_071758.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H2C1
Peso molecular de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo