

Anticuerpo Policlonal Anti-Lhx6 Para Wb, Elisa - Q9Upm6

Número de artículo: CM0029008

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LHX6 validado para WB y ELISA. Reconoce LHX6 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el desarrollo de interneuronas GABAérgicas y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo LHX6
Observaciones/Alíase	hLHX6, LHX6.1, LHX6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	26468
ID del Gen	26468
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-392 de LHX6 humano (NP_055183.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UPM6
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo