

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lhx6 Para Wb, Elisa - Q9Upm6

Número de artículo: CM0021173

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LHX6 validado para WB y ELISA en muestras humanas. LHX6 es un factor de transcripción LIM-homeobox crítico para la migración de interneuronas y el desarrollo cortical. Adecuado para investigaciones en neurociencia y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LHX6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LHX6; LHX6.1; LIM homeobox 6
Especie	Humano
GeneID	26468
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del LHX6 humano (NP_001229263.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UPM6
Peso Proteico	19kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo