

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lhx8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q68G74

Número de artículo: CM0018248

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LHX8 validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta LHX8 humano, un factor de transcripción LIM-homeobox implicado en la diferenciación neuronal y mesenquimal. Adecuado para estudios de neurociencia y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo LHX8
Observaciones/Alias	LHX7; LHX8
Especie	Humano
ID del Gen	431707
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de LHX8 humano (NP_001001933.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q68G74
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo