


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lhx9 Para Wb Y Elisa - Q9Nq69

Número de artículo: CM0014848



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LHX9 humano, apto para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humanos, ratón y rata. LHX9 es una proteína LIM/homeocaja implicada en el desarrollo gonadal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LHX9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LHX9
Especie	Humano
ID gen (Humano)	56956
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de LHX9 humano (NP_064589.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQ69
Peso molecular	44kDa
Envío	Bolsa de hielo