

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lif Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15018

Número de artículo: CM0016590



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra LIF humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con LIF humano, de ratón y de rata (22kDa). Ideal para investigación en biología de células madre y señalización de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LIF pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDF; DIA; HILDA; MLPLI; LIF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3976
GeneID	3976
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15018
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo