

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lifr Para Wb Y Elisa - P42702

Número de artículo: CM0017879



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LIFR humano, adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Se dirige al receptor del factor inhibidor de la leucemia, una subunidad de transducción de señales implicada en complejos de receptores de citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra LIFR
Observaciones/Alias	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R; LIFR
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3977
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-700 del LIFR humano (NP_002301.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P42702
Peso de la proteína	124 kDa
Envío	Bolsa de hielo