

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lilra2/Cd85H Para If/Icc, Fc - Q8N149

Número de artículo: CM0010981



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LILRA2 humano conjugado con para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Dirigido contra el receptor inmunitario innato ILT-1; validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-LILRA2/CD85h humano
Observaciones/alias	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Especie	Humano
GeneID	11027
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-449 de LILRA2/CD85h humano (NP_001124389.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N149
Peso de la proteína	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Envío	Bolsa de hielo