


Anticuerpo Monoclonal Anti-Lilrb1/Cd85J/Ilt2 Para Wb, Fc, Elisa - Q8Nhl6

Número de artículo: CM0006854



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LILRB1 (CD85j/ILT2) humano validado para Western blot, citometría de flujo y ELISA. Receptor inhibidor del MHC de clase I; adecuado para estudios de puntos de control inmunitarios e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LILRB1/CD85j/ILT2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; LILRB1/CD85j/ILT2
Especie	Humano
GeneID	10859
Inmunógeno	Proteína recombinante de LILRB1/CD85j/ILT2 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHL6
Peso Proteico	49KDa/70KDa/71KDa
Envío	Bolsa de hielo