

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lilrb2/Cd85D/Ilt4 Para Wb/Elisa - Q8N423

Número de artículo: CM0013087



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LILRB2 humana (CD85d/ILT-4), validado para WB y ELISA. Ideal para el estudio de la tolerancia inmunológica, la interacción con HLA-G y la señalización por receptor en monocitos y células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LILRB2/CD85d/ILT4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10; LILRB2/CD85d/ILT4
Especie	Humana
GeneID (Humana)	10288
GeneID	10288
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 479-598 de LILRB2/CD85d/ILT4 humano (NP_005865.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q8N423
Peso proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo