

Anticuerpo Policlonal Anti-Lilrb4 Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q8Nhj6

Número de artículo: CM0025419



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LILRB4 humano (ILT3/CD85K), adecuado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA; detecta humano, ratón, rata. Dirigido a un receptor inmunitario inhibidor para estudios de tolerancia e inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LILRB4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5; LILRB4
Especies	Humano
ID del Gen	11006
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NHJ6
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo