

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lim Quinasa 1 (Limk1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53667

Número de artículo: CM0006715



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de grado IVD contra LIM quinasa 1 (LIMK1) para Western Blot, IHC-P y ELISA. Detecta LIMK1 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre citoesqueleto de actina y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra LIM quinasa 1 (LIMK1)
Observaciones/Alias	LIMK1; LIMK; LIMK-1; LIM dominio quinasa 1; LIM quinasa 1 (LIMK1)
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3984
ID de gen	3984
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 630-647 de LIM quinasa 1 (LIMK1) humana (NP_002305.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53667
Peso de la proteína	33kDa/68kDa/70kDa/72kDa
Envío	Bolsa de hielo