

Anticuerpo Policlonal Anti-Lima1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhb6

Número de artículo: CM0017022



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para LIMA1 humano (EPLIN), validado en WB, IHC-P y ELISA. Detecta LIMA1 de ratón. Apoya la investigación sobre la dinámica de actina, el cilio primario y la absorción de colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LIMA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EPLIN; LDLCQ8; SREBP3; LIMA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51474
GeneID	51474
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 560-759 de LIMA1 humano (NP_057441.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UHB6
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo