

Anticuerpo Policlonal Anti-Limch1 Para Wb, Elisa - Q9Upq0

Número de artículo: CM0022121

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LIMCH1 de alta calidad para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas. Se dirige a la proteína asociada a fibras de estrés de actina que regula la migración y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LIMCH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	LMO7B; LIMCH1A; LIMCH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22998
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-450 del LIMCH1 humano (NP_001106189.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UPQ0
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo