

Anticuerpo Policlonal Anti-Lims1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48059

Número de artículo: CM0017114



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LIMS1 humano (PINCH1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adecuado para muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación de adhesión celular y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LIMS1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3987
GeneID	3987
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-325 de LIMS1 humano (NP_001180417.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P48059
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo