

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lims1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48059

Número de artículo: CM0030815



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a LIMS1 humano (PINCH-1). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de adhesiones focales y migración celular. 37 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LIMS1 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3987
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-325 de LIMS1 humano (NP_001180417.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48059
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo