

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lin28A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9Z2

Número de artículo: CM0007221



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a LIN28A humana, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta una proteína de 23 kDa y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre pluripotencia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LIN28A Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79727
GeneID	79727
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de LIN28A humana. (NP_078950.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H9Z2
Peso Molecular de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo