

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lin28A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H9Z2

Número de artículo: CM0027786



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LIN28A de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Se dirige a LIN28A humana y de ratón, un regulador clave de la pluripotencia y la biogénesis de miARN. Ideal para investigación de células madre y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LIN28A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79727
GeneID	79727
Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-209 del LIN28A humano (NP_078950.1)	
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H9Z2
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo