


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lin28B Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q6Zn17

Número de artículo: CM0012596



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al LIN28B humano, validado para WB, IP, IHC-P y ELISA. LIN28B es un regulador clave de la biogénesis de microARN, crucial para la pluripotencia de las células madre y la progresión del cáncer. Ideal para uso diagnóstico y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LIN28B mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CSDD2; LIN28B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	389421
ID de Gen	389421
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-163 del LIN28B humano (Q6ZN17)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZN17
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo