

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lin7C Para Wb Y Elisa - Q9Nup9

Número de artículo: CM0023677



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LIN7C validado para Western blotting y ELISA. Reacciona con LIN7C (Q9NUP9) humano, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio de la polaridad celular, el tráfico de membrana y la organización sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LIN7C pAb de conejo
Observaciones/Alias	MALS3; VELI3; LIN-7C; MALS-3; LIN-7-C; LIN7C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55327
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 del LIN7C humano (NP_060832.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NUP9
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo