

Anticuerpo Policlonal Anti-Lin9 Para Wb, Elisa - Q5Tka1

Número de artículo: CM0024434



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el LIN9 humano (TGS, BARA), validado para WB y ELISA. Adecuado para muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación del ciclo celular y supresores de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LIN9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TGS; BARA; TGS1; TGS2; Lin-9; BARPsv; LIN9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	286826
GeneID	286826
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-470 del LIN9 humano (NP_775106.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5TKA1
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo