

Anticuerpo Policlonal Anti-Lingo1 Para Wb, Elisa - Q96Fe5

Número de artículo: CM0024874



Introducción

LINGO1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana LINGO1 (Q96FE5), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón, adecuado para estudios de regeneración axonal y mielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LINGO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LERN1, MRT64, LRRN6A, UNQ201, LINGO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84894
GeneID	84894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-240 de la LINGO1 humana (NP_116197.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96FE5
Peso de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo