

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lins1 Para Wb, Elisa - Q8Ng48

Número de artículo: CM0014439

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LINS1 validado para WB y ELISA. Reacciona con la proteína LINS1 humana, de ratón y de rata (86 kDa). Ideal para la investigación de la señalización Wnt y la discapacidad intelectual.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LINS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LINS; MRT27; WINS1; LINS1
Especie	Humana
GenelD	55180
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 541-700 de LINS1 humana (NP_001035706.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q8NG48
Peso molecular	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo