


Anticuerpo Policlonal Anti-Lipa Para Wb, Elisa - P38571

Número de artículo: CM0030089



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LIPA humana (lipasa ácida lisosomal), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para la investigación en metabolismo de lípidos y trastornos de almacenamiento lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LIPA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LAL; CESD; LIPA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3988
GeneID	3988
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-399 de la LIPA humana (NP_001121077.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P38571
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo