

Anti-Lipc (Lipasa Hepática Triacilglicerol) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P11150

Número de artículo: CM0017075

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra LIPC humano (lipasa hepática triacilglicerol). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación del metabolismo de los lípidos, HDL y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LIPC pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HL; HTGL; LIPH; HDLCQ12; LIPC
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3990
ID de Gen	3990
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-499 del LIPC humano (NP_000227.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11150
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo