


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lipf Para Wb Y Elisa - P07098

Número de artículo: CM0030045



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LIPF para aplicaciones WB y ELISA; reconoce humano, ratón y rata. Se dirige a la triacilglicerol lipasa gástrica (P07098); enzima secretada para investigación del metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LIPF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GL; HGL; HLAL; LIPF
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8513
ID del gen	8513
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 219-398 de la LIPF humana (NP_004181.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07098
Peso molecular de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo