

Anticuerpo Policlonal Anti-Lipg Para Wb, Elisa - Q9Y5X9

Número de artículo: CM0023184

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Lipasa Endotelial humana (LIPG). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en metabolismo lipídico y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LIPG Conejo pAb
Observaciones/Alias	EL; EDL; PRO719; LIPG
Especie	Humano
ID del Gen	9388
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 251-500 de LIPG humano (NP_006024.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y5X9
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo