

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Liph Para Wb Y Elisa - Q8Wwy8

Número de artículo: CM0018748

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la LIPH humana (lípasa miembro H), una fosfolipasa A1 selectiva de ácido fosfatídico. Adecuado para Western blotting (WB) y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Apoya estudios de metabolismo lipídico y biología del cabello.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LIPH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AH; LAH2; ARWH2; HYPT7; LPDLR; PLA1B; mPA-PLA1; LIPH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	200879
GeneID	200879
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la LIPH humana (NP_640341.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WWY8
Peso proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo