

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lipin 1 Para Wb Y Elisa - Q14693

Número de artículo: CM0016719

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Lipin-1 humana (LPIN1), validado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata, ideal para la investigación del metabolismo de los lípidos y la adipogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Lipin 1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PAP1; Lipin 1
Especie	Humano
GenelD	23175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 261-414 de la Lipin 1 humana (NP_663731.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14693
Peso Proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo