

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lipin 1 Para Wb, Elisa - Q14693

Número de artículo: CM0026227

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Lipin 1 humana (LPIN1), validado para Western blot y ELISA. Detecta las especies humana, de ratón y de rata. Es útil para el estudio del metabolismo lipídico, la diferenciación de adipocitos y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Lipin 1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAP1; Lipin 1
Especie	Humana
GeneID (humano)	23175
GeneID	23175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 261-414 de la Lipin 1 humana (NP_663731.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14693
Peso de la proteína	99kDa
Envío	Bolsa de hielo