


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lipocalina-2/Ngal Para Wb, Elisa - P80188

Número de artículo: CM0027369



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Lipocalina-2/NGAL humana (SWISS P80188). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en tráfico de hierro, inmunidad y biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-Lipocalina-2/NGAL
Observaciones/Alias	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalina-2/NGAL
Especie	Humano
GeneID (humano)	3934
GeneID	3934
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P80188
Peso Molecular de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo