


Polymab® Policlonal De Conejo Anti-Lipocalina-2/Ngal Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P80188 / P11672

Número de artículo: CM0011812



Introducción

Anticuerpo monoclonal polimórfico de conejo contra Lipocalina-2/NGAL humana/de ratón. Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Adecuado para investigación en apoptosis, inmunidad innata y metabolismo del hierro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PolymAb® de conejo anti-Lipocalina-2/NGAL
Notas/Alias	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalina-2/NGAL; AW212229; NRL; Sip24
Especie	Humana/Ratón
GeneID (Humano)	3934
GeneID	3934/16819
Inmunógeno	Proteína recombinante de Lipocalina-2/NGAL humana/de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P80188/P11672
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo