

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lipoproteína Lipasa (Lpl) Para Wb, Elisa - P06858

Número de artículo: CM0008438



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la Lipoproteína lipasa humana (LPL, P06858). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación en metabolismo lipídico y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Lipoproteína lipasa (LPL) Ac. m. de Conejo
Observaciones/Alias	LIPD; HDLCQ11; Lipoproteína lipasa (LPL)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4023
GeneID	4023
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 376-475 de la Lipoproteína lipasa humana (LPL) (P06858).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06858
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo