

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lipoproteína Lipasa (Lpl) Para Wb, Elisa - P06858

Número de artículo: CM0022265



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Lipoproteína lipasa (LPL) humana, validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre metabolismo lipídico y enfermedades cardiovasculares. SWISS: P06858.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Lipoproteína lipasa (LPL) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LIPD; HDLCQ11; Lipoprotein lipase (LPL)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4023
ID del Gen	4023
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 124-475 de la Lipoproteína lipasa humana (Lipoprotein lipase (LPL)) (NP_000228.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06858
Peso Molecular de la Proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo