


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lis1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43034

Número de artículo: CM0011212



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-LIS1 (PAFAH1B1) para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validado en humano, ratón, rata; detecta una proteína de 47kDa involucrada en la regulación de dineína y la migración neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LIS1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MDS; LIS1; LIS2; MDCR; NudF; PAFAH
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5048
ID de Gen	5048
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del LIS1 humano (P43034).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43034
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo