


Anticuerpo Policlonal Anti-Lkb1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15831

Número de artículo: CM0021725



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LKB1 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige al supresor de tumores STK11 (Q15831), ideal para estudios de metabolismo, polaridad y daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LKB1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PJS; LKB1; hLKB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6794
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 134-433 de LKB1 humana (NP_000446.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15831
Peso Proteico	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo